



Salviette disinfettanti

CLEANISEPT® WIPES surface

Salviette senz'alcool per disinfettare rapidamente superfici e prodotti medicali

- per una disinfezione mirata che richiede requisiti di efficacia più elevati
- **sporicida:** efficaci contro la formazione di spore anaerobiche come il Clostridium difficile
- ad azione virucida



Descrizione prodotto

Le **CLEANISEPT WIPES surface** sono salviette pronte all'uso e prive di alcool per la disinfezione sporicida e virucida e la pulizia di superfici in generale così come di prodotti medicali quali, ad es., le sonde ad ultrasuoni.

Le **CLEANISEPT WIPES surface** pronte all'uso sono indicate per superfici di grandi dimensioni. Possono essere prelevate singolarmente dalla confezione richiudibile e particolarmente facile da utilizzare.

Campi di applicazione

Secondo quanto previsto dalla Legge sui dispositivi medici (DDM):

disinfezione e pulizia di dispositivi medici sensibili all'alcool come le sonde ad ultrasuoni per le ecografie transvaginali e addominali.

Secondo quanto previsto dal Regolamento sui biocidi (BPR): disinfezione rapida e pulizia di attrezzature sanitarie sensibili all'alcool e di superfici di qualsiasi tipo.

Spettro d'azione

- battericida (incluso MRSA)
- fermenticida
- virucida ai sensi del RKI/DVV* [Istituto Robert-Koch/Associazione Tedesca per la lotta contro le malattie virali] (inclusi poliovirus, adenovirus, papovavirus, i virus S40, i virus dei vaccini, i norovirus (MNV), HBV/HIV/ HCV e i virus dell'influenza)
- **sporicida (Clostridium difficile)**

Uso

Quando si usano le **CLEANISEPT WIPES surface** è necessario indossare guanti di protezione adeguati.

Disinfezione delle superfici

Passare la salvietta pronta all'uso sulle superfici da pulire fino a inumidirle completamente e lasciare asciugare.

Disinfezione di testine ad ultrasuoni

Passare la salvietta pronta all'uso sulle superfici fino a inumidirle completamente. Trascorso il tempo d'azione,

sciogliere a fondo le testine ad ultrasuoni per 15 secondi sotto l'acqua corrente, che deve essere almeno della qualità dell'acqua potabile, dopodiché asciugare con un panno privo di germi e che non lascia pelucchi.

Raccomandazione per l'uso

Tempo d'azione per la disinfezione delle superfici: secondo VAH [Associazione di igiene applicata]:
2 minuti

Per i dati dettagliati vedere la seconda pagina.

Composizione

100 g di soluzione detergente contengono i seguenti principi attivi:
0,4 g di cloruro di alchil-(C12-16)dimetilbenzilammonio
0,2 g di cloruro di didecildimetilammonio

Prodotto	Fusto	Unità di vendita	Contenuto	Dimensioni	Art. n°
CLEANISEPT WIPES surface	Confezione	12	80 salviette	20 x 22 cm circa	00-235-T080



CLEANISEPT® WIPES surface

Salviette senz'alcool per disinfettare rapidamente superfici e dispositivi medici

L'opinione degli esperti

Dr. F. Brill, igienista, Amburgo

Relazione sulla disinfezione delle superfici secondo la Direttiva VAH.

Dr. T. Koburger, igienista, Greifswald

Relazione sulla disinfezione delle superfici secondo la direttiva VAH.

Dr. J. Steinmann, virologo, Brema

Relazione sull'efficacia contro:

- i poliovirus, gli adenovirus, i virus S40 (papovavirus), i virus dei vaccini e i norovirus (MNV) secondo le linee guida RKI/DVV,
- i poliovirus, gli adenovirus e i norovirus (MNV) ai sensi della norma EN 14476,
- gli adenovirus, i virus dei vaccini (MVA) e i norovirus (MNV) ai sensi della norma prEN 16777

Prof. Dr. H.-P. Werner, igienista, Schwerin

Relazione sull'efficacia dell'azione sporicida (Clostridium difficile) ai sensi della norma EN 13704.

Indicazioni particolari

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare con acqua per alcuni minuti prestando la dovuta attenzione. Se possibile, togliere le lenti a contatto eventualmente presenti. Continuare a sciacquare. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire le salviette usate come rifiuto domestico. Portare il contenuto/il recipiente all'impresa di smaltimento autorizzata o al centro di raccolta comunale.

Utilizzare i disinfettanti con cautela. Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Elenchi/Stato del prodotto

Le CLEANISEPT WIPES surface sono presenti nell'elenco aggiornato dei disinfettanti del VAH e nella lista dei disinfettanti ad azione virucida IHO [Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz = Associazione industriale per l'igiene e la protezione delle superfici].

Le CLEANISEPT WIPES surface sono conformi alla direttiva UE 93/42/CEE per i dispositivi medici.

Spettro e tempi d'azione

Spettro d'azione e metodo di prova			2 min
Batteri e funghi			
Raccomandazione per l'uso per la disinfezione delle superfici (azione battericida, fermenticida)*	VAH**	con azione meccanica, grado di sollecitazione elevato	●
Raccomandazione per l'uso per la disinfezione delle superfici (test su 4 campi, azione battericida e fermenticida)*	EN 16615	con azione meccanica, grado di sollecitazione elevato	●
sporicida (Clostridium difficile)	EN 13704	sollecitazione minima	●
Virus			
efficace contro tutti i virus incapsulati e non incapsulati (azione virucida)	RKI/DVV	incluso HBV/HIV/HCV	●
efficace contro tutti i virus incapsulati e non incapsulati (azione virucida)**	EN 14476 / prEN 16777	incluso HBV/HIV/HCV	●
efficace contro i virus dei vaccini (MVA)	prEN 16777	esame attinente alle condizioni pratiche (Carrier test)	●
efficace contro gli adenovirus	prEN 16777	esame attinente alle condizioni pratiche (Carrier test)	●
efficace contro i norovirus (MNV)	prEN 16777	esame attinente alle condizioni pratiche (Carrier test)	●

*Inclusi i test di fase 2, livello 1 e 2 (prove quantitative in sospensione e prove di portatori di germi attinenti alle condizioni pratiche)

**Presenti nella colonna "5 minuti" dell'elenco VAH

Informazioni ambientali

I prodotti della Dr. Schumacher GmbH sono realizzati secondo procedimenti moderni, sicuri e rispettosi dell'ambiente. L'osservanza di elevati standard qualitativi garantisce l'ottima qualità dei prodotti, costante nel tempo.