

Desco/Eco Wipes

Scheda tecnica



Panno Desco wipes/Eco wipes da impregnare con disinfettanti per una rapida e facile pulizia e disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici.

Problema - una adeguata disinfezione delle superfici in ospedale è il nodo cruciale per affrontare batteri sempre più resistenti agli antibiotici. La disinfezione tramite nebulizzatori non garantisce però un'asetticità uniforme sulle superfici trattate. **Infatti la quantità di disinfettante dipende da ogni singolo operatore e dal numero degli "spruzzi" usati per pulire le superfici. Il risultato quindi può non essere una disinfezione omogenea.**

Soluzione - con il sistema Desco/Eco Wipes si garantisce sempre lo stesso livello di disinfezione: ogni panno viene imbevuto in modo omogeneo con la stessa quantità di disinfettante in modo tale da assicurare sempre un ottimo livello di disinfezione. Ogni panno viene utilizzato una sola volta per evitare infezioni crociate da una superficie ad un'altra. Eco Wipes può essere usato con **tutti i disinfettanti disponibili sul mercato.**

Destinazione d'uso

Desco wipes/Eco wipes sono particolarmente indicati per la disinfezione di tutte le superfici e possono essere utilizzati in tutti i reparti delle strutture sanitarie come ospedali, case di cura, ambulatori, così come in tutti i reparti della farmaceutica e dei laboratori.

Caratteristiche del prodotto

Il sistema consiste in un dispenser nel cui interno è inserito un rotolo in microfibre costituito da 50 o 100 strappi. Il sistema è molto pratico: si riempie il secchiello con 1,5/2 litri di disinfettante già diluito e il panno, pretagliato, rimane all'interno e sempre pronto all'uso. E' sufficiente solo estrarlo dal secchiello.

I *panni* sono forniti asciutti, costituiti da materiali di alta qualità e privi di fibre non tessute e lanugine. I panni vengono estratti da un apposito dispenser richiudibile che permette di proteggere il prodotto dalla contaminazione e dall'evaporazione.

Distribuito da:
NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 430108 Sissa Treccasali Fax: 0521/373631 Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445
www.normeditec.com info@normeditec.com

Desco/Eco-Wipes

Scheda tecnica

Desco-Wipes e Eco-Wipes possono essere usati con tutti i disinfettanti commercialmente disponibili sul mercato. Dopo essere stati imbevuti con il disinfettante, i panni possono essere utilizzati fino a 28 giorni, secondo le proprietà del disinfettante in uso.

Liscio (senza pelucchi) tessuto-non-tessuto, 100% fibre sintetiche

Il *dispenser*, in Polipropilene, può essere pulito e trattato:

- Termicamente fino a 60°C

E' presente un'etichetta da attaccare nell'apposito spazio con relativi dettagli (data di preparazione, concentrazione ecc) (fig.1).



Fig.1

Applicazione

Preparare 1,5/2 litri di soluzione disinfettante seguendo le istruzioni del produttore e versatela lentamente nel secchiello. Fate passare il primo panno partendo dal centro del rotolo nel foro a lamelle del coperchio. Chiudere il coperchio esterno esercitando una leggera pressione e la chiusura centrale del foro a lamelle in modo che il dispenser sia perfettamente chiuso.

Il dispenser sarà pronto per l'utilizzo quando tutti i panni saranno imbevuti di disinfettante: circa 20 minuti.

DESCRIZIONE	CODICE	MISURA
Ricarica Eco wipes: 6 rotoli da 100 panni	00-915-REW10006	32 x 30 cm
Ricarica Eco wipes: 3 rotoli da 50 panni	00-915-REW5003	32 x 30 cm
Desco/Eco Wipes dispenser senza panni 5 litri	00-915-SE002	
Desco/Eco Wipes dispenser senza panni 3 litri	00-915-SKD002	

Distribuito da:
NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 430108 Sissa Treccasali Fax: 0521/373631 Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445
www.normeditec.com info@normeditec.com