

# Toul tavolo strumenti sterile



- **Display multifunzionale**
- **Altezza variabile elettricamente**
- **diversi modelli**

**Toul tavolo portaferrì mantiene la sterilità degli strumenti, del materiale protesico e dei tessuti dei pazienti**

# Gli strumenti mantengono la sterilità anche durante l'intervento!



Sono proprio gli strumenti che veicolano i microrganismi all'interno della ferita, nella profondità dell'organismo, provocando infezioni anche a distanza di anni. Whyte et Al.\* hanno documentato che il 70% dei germi presenti nella ferita chirurgica sono trasportati dagli strumenti.

**In presenza di materiale protesico una carica batterica anche bassa è sufficiente per causare un' infezione e il rigetto della protesi.**

*\*Whyte W, Hodgson R, Tinkler J. The importance of airborne bacterial contamination of wounds. J. Hosp Infect 1982; 3: 123-135*

## Vantaggi

- **Uso immediato**
- **Strumenti e protesi mantengono la sterilità**
- **Meno infezioni = meno costi per l'ospedale**
- **Meno denunce onerose**
- **Rispetto della classe ISO 5**  
(norma UNI EN ISO 14644 per interventi complessi e/o con durata > 60 min.)

### 3 Modelli dimensioni :

- 1000 mm x 600 mm
  - 1400 mm x 600 mm (modello standard)
  - 1800 mm x 600 mm
- Altezza variabile: 820 mm—1120 mm

### Normeditec s.r.l

Via Ponticella 17


43010 Trecasali (Parma)

Tel: + 39/348 730 24 45

Fax: 0521/ 37 36 31

Email: info@normeditec.com

[www.infezioniospedaliere.com](http://www.infezioniospedaliere.com)



Ci riserviamo di modificare in qualunque momento l'aspetto estetico e le caratteristiche tecniche.