



L'unità TOUL Pensile aspira l'aria dall'ambiente in cui è posizionato e la purifica tramite un sistema di filtri Hepa eliminando il 99,9% dei batteri, virus e microorganismi aerodispersi (compreso il Coronavirus SARS-CoV-2). Esso produce continuamente aria sterile trattiene particelle e microrganismi e protegge il campo operatorio dalla contaminazione fin dal primo minuto e per tutto l'intervento.

Il flusso laminare TOUL Pensile crea un flusso d'aria laminare focalizzato e direzionabile.

In questo modo se ne massimizza l'efficacia, evitando gli ostacoli presenti nel percorso d'aria delle bocchette standard a soffitto, per una protezione ottimale del campo operatorio, degli strumenti operatori, dei pazienti e del personale sanitario



Il dispositivo diminuisce drasticamente la carica batterica nei pressi della ferita chirurgica, riducendo drasticamente il rischio di infezione. Esso garantisce i livelli particellari necessari per ottenere i valori di classe ISO 5 in sala operatoria, anche nei momenti di intesa attività e per lunghissimi interventi (UNI EN ISO 14644, UNI EN ISO 11425).

Scopri i molteplici utilizzi di TOUL nella sezione applicazioni e scarica il depliant della tua specialità!

