

# Tutori VACOped®



VACOped® permette di **ritornare al lavoro fino a 24 giorni** prima rispetto ad un gesso tradizionale.

L'igiene del paziente prima di tutto.  
**VACOped® è l'unico tutore lavabile e sanificabile!**

VACOped® è il primo tutore fatto su misura per ogni paziente per una **stabilità eccellente.**

**Sostituisce il gesso** in toto per una convalescenza più rapida e meno complicanze.

Con VACOped® si può fare **riabilitazione in acqua.**

## Tipologie di tutori VACOped®

VACOPED - Articolato

VACOPED SHORT - Articolato

VACOCast - Fisso

VACOPED - Diabetic

VACOANKLE - Cavigliera



← Scansiona per contattare un nostro esperto!

**Normeditec**

VACOped® permette un ritorno **al lavoro anticipato di 24 giorni** rispetto ad un gesso tradizionale.

## Studi clinici AO: l'ortesi dinamica con sottovuoto – un beneficio funzionale ed economico per la frattura della caviglia.

Franke J1, Goldhahn S2, Audigé L2, Kohler H1, Wentzensen A1 (SICOT DOI 10.10007/ 264-306)

L'igiene del paziente prima di tutto.

**VACOped® è l'unico tutore sfoderabile, lavabile e sanificabile!**


### Andreste a letto con le scarpe?



VACOped® è l'unico tutore in cui la **suola** può essere **rimossa e sanificata** in modo da avere un tutore pulito in ambiente domestico (sul letto o sul divano) per tutte le settimane necessarie alla guarigione.

Inoltre il rivestimento interno in cotone può essere **lavato in lavatrice** a 60° ed è presente doppio nella confezione. Questo permette di avere un tutore sempre pulito, mai possibile con tutti gli altri tutori in commercio che non sono sfoderabili, evitando quei fastidiosi pruriti.

VACOped® è il primo tutore **fatto su misura per ogni paziente** e consente di avere la massima stabilità dall'inizio alla fine del trattamento.



### Il gesso largheggia sull'arto perdendo stabilità già dopo qualche giorno?

**La tecnologia VACO12 consente la massima stabilità durante tutta la convalescenza.**

VACOped® replica perfettamente la forma anatomica della caviglia tramite un sistema a vuoto con microsferi, che si compattano o respingono. Esse si adattano all'arto assicurando sempre il perfetto posizionamento, senza punti di pressione e garantendo al paziente il massimo confort. La tecnologia VACO12 attraverso la creazione del vuoto, consente di definire e stabilizzare la forma ottimale del tutore ogni volta che si desidera. **Si ottiene quindi un tutore stabile e sempre customizzato: dal primo all'ultimo giorno della convalescenza.**

**Normeditec**

## VACOped® sostituisce il gesso in toto per una convalescenza più rapida e con meno complicanze

- **Stabilizzazione funzionale e mobilizzazione precoce.**

Il sistema VACOped® combina i vantaggi di una stabilizzazione funzionale e di un carico protetto della frattura. La mobilizzazione inizia precocemente e il paziente torna prima al lavoro o a fare sport consentendo di risparmiare soldi e tempo per la riabilitazione.

- **VACOped® è più stabile rispetto ad un gesso tradizionale.**

Con il metodo tradizionale del gesso dopo pochi giorni non si garantisce più una buona stabilizzazione della frattura perché con il riassorbimento dell'ematoma, dell'edema e con la riduzione della massa muscolare, il gesso diviene più largo e quindi meno stabile.

- **Utilizzabile su pazienti anziani e con problemi di circolazione.**

Grazie al sistema a microsferi, VACOped® può anche essere usato per pazienti anziani, pazienti con problemi di circolazione perché il tutore evita una compressione eccessiva sui tessuti.

- **Pazienti poco collaboranti.**

Per pazienti meno collaboranti esiste la possibilità di usare un sistema di chiusura di sicurezza per impedire l'apertura del VACOped®.

## VACOped® è il tutore perfetto per trattare la rottura del Tendine di Achille.

### SUOLA CON ZEPPA per posizione equina.

VACOped® permette di fissare il piede in **posizione equina** (30°, 25°, 20°, 15° etc) in modo preciso e comodo per il medico e paziente, evitando il gesso. Il tutore può essere utilizzato, in questa prima fase della guarigione, con una comoda soletta con zeppa di 30° in dotazione nella confezione che permette un appoggio più comodo a terra.



### TUTORE con ROM regolabile facilmente anche dal paziente.

Si regola il Range Of Motion della caviglia attraverso una semplice chiavetta presente in doppia versione in confezione. Si parte quindi dai 30° di posizionamento in equino ai 15° e poi agli 0°, gradualmente e con modifiche minime di 5°.

## VACOped® Diabetic è il tutore perfetto per la gestione di pazienti diabetici e piede di Charcot.



VACOped® Diabetic riduce gli effetti della sindrome del piede diabetico garantendo una **distribuzione uniforme della pressione, senza creare punti di pressione.** VACOped® Diabetic è un tutore facile e veloce da applicare e ideale per il trattamento di **ulcere neuropatiche** ed ischemiche al mesopiede, per il trattamento del **piede di Charcot** e del piede vascolare. Utilizzabile anche in caso di fratture ed amputazioni al mesopiede, all'avampiede e/o al retro piede.

VACOped® permette un ritorno **al lavoro anticipato fino a 24 giorni** rispetto ad un gesso tradizionale.

### **Regolazione del Range Of Motion della caviglia.**

Secondo le indicazioni del medico e del progresso della convalescenza del paziente, il tutore permette di regolare i gradi di mobilità permessi al paziente (Range Of Motion) per accelerare il tempo di guarigione rispetto ad un gesso standard. Si può impostare il tutore inizialmente in posizione equina fino ai 30° e in seguito bloccare il tutore in altra posizione e/o sbloccarlo in modo graduale con un RoM minimo di 5°.

### **Studi clinici AO: l'ortesi dinamica con sottovuoto – un beneficio funzionale ed economico per la frattura della caviglia.**

Franke J1, Goldhahn S2, Audigé L2, Kohler H1, Wentzensen A1 (SICOT DOI 10.10007/ 264-306)

Con VACOped® **si può fare la riabilitazione in acqua indossando il tutore.**



Se il medico lo ritiene possibile, il tutore può essere immerso in acqua per una **precoce riabilitazione** in piscina.



Il doppio rivestimento in cotone sostituibile e presente nella confezione in due unità permette di indossare il tutore immergendolo in acqua in piscina o al mare e **fare la doccia** se il medico ne autorizza l'utilizzo.

### **INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE**

VACOped® **si ordina comodamente al telefono chiamando i seguenti numeri**  
**0521 878 949 - 348 730 2445 - 331 185 9110.**

**Il prodotto viene spedito direttamente a casa** del paziente e recapitato nelle  
**24 ore successive alla spedizione (48 ore per le isole).**

Il tutore è fatturato e facilmente scaricabile.