


Operio CLINIC

Unità mobile di produzione aria ultrapulita per la **sanificazione dell'aria** di tutti gli **ambienti sanitari** come studi odontoiatrici, salette operative, poliambulatori, sale d'attesa, con **costi molto contenuti** e alcun lavoro impiantistico necessario per l'installazione.



Normeditec

Cos'è Operio CLINIC ?

Operio CLINIC è un'unità mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un qualsiasi ambiente interno e produce un flusso d'aria diretto e ultra pulito.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell'aria basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle batteriche e virali (compreso il Coronavirus).

Per una maggiore protezione, il filtro è dotato di una funzione UVC all'interno, non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati, compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro impiantistico è necessario per l'installazione: **il dispositivo necessita solo di una comune presa di corrente.**

SPECIFICHE TECNICHE	
Dimensioni	11 x 47 x 97 cm
Peso	15 Kg
Capacità di pulizia aria / ora: selezione di diverse velocità della ventola	Velocità 1: 200 m ³ /h Velocità 2: 300 m ³ /h Velocità 3: 480 m³/h
Filtro HEPA 14	Filtra 99.995% particelle diametro >0.1 micron
Luce UV	Attivazione manuale con spegnimento automatico a 1 min



Normeditec

Applicazione: studi odontoiatrici

Operio CLINIC è un **dispositivo medico utilizzato in ambito sanitario**, facile da installare e trasportare attraverso ambienti diversi e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni in cui si desidera garantire un'aria ultra pulita, con costi molto contenuti.


SALETTE OPERATIVE

Gli odontoiatri sono una delle categorie più esposte al rischio di infezione. Operio CLINIC filtra un volume di aria fino a 480 m³ ogni ora. Per un saletta operativa standard di 55 m³, significa che **tutta l'aria della stanza viene filtrata ogni 6-7 minuti circa** !



SALA D'ATTESA

Il dispositivo è mobile e dotato di ruote gommata. Può essere facilmente spostato e non necessita di **alcun lavoro impiantistico per l'installazione**.



NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731

www.normeditec.com info@normeditec.com

