


Operio CLINIC

Unità mobile di produzione aria ultrapulita per la sanificazione dell'aria di ambienti sanitari come ospedali, cliniche private e poliambulatori e la protezione del personale sanitario.



TOUL Operio CLINIC

- Distrugge: virus, batteri, polveri sottili
- Protegge il personale sanitario dall'infezione
- Riduce il rischio di malattie e infezioni
- Riduce l'utilizzo di sostanze chimiche
- Diffonde costantemente aria sterile

Normeditec

Cos'è Operio CLINIC ?

Operio CLINIC è un'unità mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un normale ambiente interno e produce un flusso d'aria diretto e ultra pulito.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell'aria basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle batteriche e virali (compreso il Coronavirus) per proteggere il personale sanitario dall'infezione da Coronavirus.

Il filtro è dotato anche di una funzione UVC interna, non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati, compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro impiantistico è necessario per l'installazione: **il dispositivo necessita solo di una comune presa di corrente.**

SPECIFICHE TECNICHE	
Dimensioni	11 x 47 x 97 cm
Peso	15 Kg
Capacità di pulizia aria / ora: selezione di diverse velocità della ventola	Velocità 1: 200 m ³ /h Velocità 2: 300 m ³ /h Velocità 3: 480 m³/h
Filtro HEPA 14	Filtra 99.995% particelle diametro >0.1 micron
Luce UV	Attivazione manuale con spegnimento automatico a 1 min



Applicazioni cliniche

Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra le stanze e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni in cui si desidera garantire un'aria ultra pulita.

SALA OPERATORIA per INTERVENTI DI OCULISTICA


Le regole in chirurgia oftalmica sono semplici e derivano tutte da una grande famiglia: l'asepsi. Operio CLINIC, utilizzato anche in combinazione a TOUL Operio, è un dispositivo che aumenta fortemente il livello di asepsi della sala operatoria (esso filtra un volume di 480m³ ogni ora).



PROTEZIONE DEL PERSONALE SANITARIO contro l'infezione da Coronavirus

Covid-19, una passata infezione non protegge: ci si può ammalare due volte.

Operio CLINIC aumenta sensibilmente l'asetticità dell'ambiente di lavoro, sia esso la sala operatoria, un ambulatorio o una sala d'aspetto.



NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731

www.normeditec.com info@normeditec.com

